

Caixas emprestadas

Nesta aba é possível verificar o uso de caixas cadastradas que estejam emprestadas em cirurgia, conforme imagem abaixo. Conseguimos verificar qual o código da caixa, re. interna, descrição, grupo, se está ou não em uso, se está ou não ativa, se é necessário a reposição dos itens, qual cirurgia vinculada, qual o fornecedor, se é necessário a devolução do empréstimo, e quais os itens presentes nas caixas.

Nova caixa

Pesquisar

Palavra chave

Em uso

Bloqueada

Ativa

Pesquisar

Limpar filtro

Caixas cadastradas

(1 of 1)

1

10

Cód.	Ref. interna	Descrição	Grupo	Em uso	Ativa	Reposição	Cirurgia	Fornecedor				
		CAIXA TESTE 01		Não	Sim				Devolver empréstimo	Itens	Opções	
		CAIXA TESTE 02		Não	Sim				Devolver empréstimo	Itens	Opções	
		CAIXA TESTE 03		Sim	Sim					Itens	Opções	

(1 of 1)

1

10

Por favor, para prosseguir com a criação de uma caixa emprestada, siga as seguintes etapas:

Acesse o menu Estoque e selecione a opção Caixa emprestada.

Em seguida, clique em "Nova caixa" e preencha obrigatoriamente as informações do Fornecedor e Descrição da caixa. Você também pode incluir a Referência interna, Grupo e Observação de forma opcional.

Cadastro de caixa

Cadastro de caixa

Fornecedor *

CLIENTE TESTE - SP - 71.435.255/0001-25

Descrição *

TESTE

Ref. interna

Grupo

Escolha...

Observação

Por fim, clique em "Salvar" para concluir o processo.

Após isso, você poderá localizar a caixa emprestada e validar as opções disponíveis para a caixa.

🕒 Histórico de alterações

Itens da caixa

5328 - TESTE

Produto

Produto

Lote

Obrigatório informar o número do lote

Quantidade

1

+

Adicionar

Voltar


Limpar item

<input type="checkbox"/>				Nova posição	Ref.	Produto	Tipo de produto Todos ▾	Lote	Qtd	Qtd. Anterior				
<input type="checkbox"/>		1		<input type="text"/>	5	PRODUTO AA		22	1		Descartar reposição			

Produtos em caixas no estoque			
Código ⬇	Ref. interna ⬇	Caixa ⬇	Quantidade
5302	3	CAIXA 3	5
5299	CIR.ATM ABERTA	BÁSICO INSTRUMENTAL ATM	1
5328		TESTE	1
			7

Cód.	Ref. interna	Descrição	Grupo	Em uso	Ativa	Reposição	Cirurgia	Fornecedor			
5328		TESTE		Não	Sim			SP - 71.435.250/0001-25	Devolver empréstimo	Itens	Opções

Caso deseje inativar ou bloquear a caixa após devolvê-la, a opção ficará desabilitada. No entanto, basta clicar em "Repetir empréstimo".



Ir em opções>inativar ou bloquear



Para finalizar, basta clicar em "Devolver empréstimo" novamente.



Ao fazer isso, os itens não ficarão presos na caixa, ela ficará inativa e você poderá reativá-la novamente no futuro, se necessário.

Revision #2

Created 29 December 2023 17:25:31 by Suporte

Updated 24 April 2024 16:45:10 by Suporte