

Pesquisa

Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar informações como:

- Palavra-chave;
- Em uso;
- Bloqueada;
- Ativa;
- Grupo.

Após preencher os filtros desejados, basta clicar em 'Pesquisar', caso nenhum filtro seja aplicado, o sistema listará todas as caixas cadastradas. Para limpar o filtro basta clicar em 'Limpar filtro'.

Pesquisar

Palavra chave

Em uso

Bloqueada

Ativa

Grupo

Todos

Todos

Sim

Escolha...

Pesquisar

Limpar filtro

Ações para caixas selecionadas

Caixas cadastradas

(1 of 1)

<<

1

>>

10

	Cód.	Ref. interna	Descrição	Grupo	Em uso	Cirurgia		
<input type="checkbox"/>	2500	CAIXA 001	IMPLANTES	Sim	52141	<div>Ver itens</div>	<div>Opções</div>	
<input type="checkbox"/>	2873	CAIXA 002	IMPLANTES	Não		<div>Ver itens</div>	<div>Opções</div>	

As colunas mostrarão o código da caixa, a descrição, o grupo, se está em uso sim ou não, se sim, ele mostrará em qual cirurgia ela está, os itens e algumas opções.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Ações para selecionados

Ao selecionar um conjunto de caixas é possível realizar uma alteração em massa de grupo de caixas.

Ações para caixas selecionadas

Alterar grupo

Caixas cadastradas

(1 of 1)

<<

1

>>

10

<input checked="" type="checkbox"/>	Cód.	Ref. interna	Descrição	Grupo	Em uso	Cirurgia		
<input checked="" type="checkbox"/>	2500	CAIXA 001	IMPLANTES	Sim	52141	<div>Itens</div>	<div>Opções</div>	
<input checked="" type="checkbox"/>	2873	CAIXA 002	IMPLANTES	Não		<div>Itens</div>	<div>Opções</div>	

Abrirá um modal para poder selecionar e cadastrar um novo grupo:

Selezione o grupo

x

Grupo

Escolha...

↺ Salvar

➕ Cadastrar novo grupo

Cód.	Ref. interna	Descrição	Grupo
2493	2	CAIXA TESTE	

Após realizar as alterações desejadas, basta clicar no botão “Salvar”.