

Validade de lotes

Neste relatório, é possível pesquisar a validade dos lotes, movê-los para a quarentena e alterar a data de validade.

Pode filtrar por:

- Data de validade do lote desde e até;
- Data de cadastro desde e até;
- Apenas com validade indeterminada;
- Produto.

Após preencher os filtros, basta clicar em 'Pesquisar'.

O sistema listará a fabricante, referência do fabricante, produto, número do lote, estoque, estoque livre, data de fabricação, data de validade.

Pesquisar lotes de produtos

Data de validade desde:

Data de cadastro desde:

Data de validade até:

Data de cadastro até:

Apenas com validade indeterminada:

Todos

Produto:

Ação para lotes selecionados

| | Fabricante | Ref. | Produto | Número do lote | Estoque | Estoque livre | Data de fabricação | Data de validade | | |
|--------------------------|------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--------------------|------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | FABRICANTE | 9000300505 | ENXERTO OSSIO CERASORB GRAO (1000-2000 - 6,5 CC) | 1219212 | 2 | 2 | 02/01/2018 | 02/01/2021 | <input type="button" value="Restabelecer"/> | <input type="button" value="Alterar validade"/> |
| <input type="checkbox"/> | FABRICANTE | DVEA2 | DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO | 981 | 1 | 1 | 02/02/2021 | 02/02/2021 | <input type="button" value="Restabelecer"/> | <input type="button" value="Alterar validade"/> |
| <input type="checkbox"/> | | 9000300505 | ENXERTO OSSIO CERASORB GRAO (1000-2000 - 6,5 CC) | 1270312 | 2 | 2 | 27/03/2018 | 27/03/2021 | <input type="button" value="Restabelecer"/> | <input type="button" value="Alterar validade"/> |
| <input type="checkbox"/> | | 9000300505 | ENXERTO OSSIO CERASORB GRAO (1000-2000 - 6,5 CC) | 1279896 | 5 | 5 | 25/04/2018 | 25/04/2021 | <input type="button" value="Restabelecer"/> | <input type="button" value="Alterar validade"/> |
| <input type="checkbox"/> | | 9000300505 | ENXERTO OSSIO CERASORB GRAO (1000-2000 - 6,5 CC) | 711480 | 2 | 2 | 30/10/2018 | 30/10/2021 | <input type="button" value="Restabelecer"/> | <input type="button" value="Alterar validade"/> |
| <input type="checkbox"/> | FABRICANTE | 89058 | CANULA | Z | 2 | 0 | 01/01/2021 | 01/11/2021 | <input type="button" value="Restabelecer"/> | <input type="button" value="Alterar validade"/> |
| <input type="checkbox"/> | | COMPL | IN-E COMPLEMENTAR - ICHS - IPV - VALOR | XX | 1 | 1 | 01/01/2021 | 01/11/2021 | <input type="button" value="Restabelecer"/> | <input type="button" value="Alterar validade"/> |
| <input type="checkbox"/> | FABRICANTE | 88122 | PONTEIRA | XX | 6 | 6 | 01/01/2021 | 01/11/2021 | <input type="button" value="Restabelecer"/> | <input type="button" value="Alterar validade"/> |
| <input type="checkbox"/> | | 9000300505 | ENXERTO OSSIO CERASORB GRAO (1000-2000 - 6,5 CC) | 713043 | 2 | 2 | 18/12/2018 | 18/12/2021 | <input type="button" value="Restabelecer"/> | <input type="button" value="Alterar validade"/> |
| <input type="checkbox"/> | | 9000300505 | ENXERTO OSSIO CERASORB GRAO (1000-2000 - 6,5 CC) | 713045 | 2 | 2 | 18/12/2018 | 18/12/2021 | <input type="button" value="Restabelecer"/> | <input type="button" value="Alterar validade"/> |

Em coluna é possível verificar a rastreabilidade e alterar a validade de um lote.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Ações para lotes selecionados

Mover para quarentena

Após selecionar os itens, ao clicar em 'mover para quarentena' abrirá um modal para preencher os valores a serem enviados para a quarentena:

Mover para quarentena



| Movimentações de quarentena | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|------------|-----------------|---------------------------------|
| Ref. | Produto | Lote | Quantidade | Qtd. disponível | Baixa |
| 9000300505 | ENXERTO OSSEO CERASORB GRAO (1000-2000 - 0,5 CC) | 716458 | 72 | 72 | <input type="text" value="72"/> |
| 9000300505 | ENXERTO OSSEO CERASORB GRAO (1000-2000 - 0,5 CC) | 716309 | 11 | 11 | <input type="text" value="11"/> |
| 9000300505 | ENXERTO OSSEO CERASORB GRAO (1000-2000 - 0,5 CC) | 715377 | 42 | 42 | <input type="text" value="42"/> |

Mover

Ao finalizar, basta clicar em 'Mover'.

Alterar validade

Após selecionar os itens, ao clicar em 'Alterar validade' abrirá um modal para preencher a data de validade ou definir como validade indeterminada:

Alterar validade



Data de validade:

Validade indeterminada: ☐

Salvar

| Ref. | Produto | Número do lote | Estoque | Estoque livre | Data de fabricação | Data de validade |
|------------|--|----------------|---------|---------------|--------------------|------------------|
| 9000300505 | ENXERTO OSSEO CERASORB GRAO (1000-2000 - 0,5 CC) | 716458 | 72 | 72 | 17/05/2019 | 17/05/2022 |
| 9000300505 | ENXERTO OSSEO CERASORB GRAO (1000-2000 - 0,5 CC) | 716309 | 11 | 11 | 07/05/2019 | 07/05/2022 |
| 9000300505 | ENXERTO OSSEO CERASORB GRAO (1000-2000 - 0,5 CC) | 715377 | 42 | 42 | 09/04/2019 | 09/04/2022 |

Ao finalizar, basta clicar em 'Salvar'.

É importante salientar que, ao gerar movimentação de lote com atualização de data de validade do lote, o sistema não atualizará o cadastro do produto.

Exemplo: Ao cadastrar um produto X com lote Y c/ data de validade INDETERMINADA, o cadastro permanecerá dessa forma. Ao dar entrada POSTERIORMENTE nesse mesmo lote com um produto alterando a data de validade, suponhamos, para 2040, a data de validade continuará INDETERMINADA.

Revision #4

Created 15 March 2022 12:36:45

Updated 11 January 2024 20:48:35 by Suporte