

Monitoramento de ambientes

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de **administrador do sistema** ou **monitoramento de ambientes**.

Nesta tela, pode-se consultar os ambientes controlados, informar condições e verificar o histórico de monitoramento de ambientes.

Ambientes controlados					
Descrição	Temperatura máxima	Umidade máxima	Possui dados de monitoramento?		
SALA 01	25.0°	70.0%	Sim	Informar condições	
SALA 02	18.0°	70.0%	Sim	Informar condições	

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Informar condições

Nesta tela de monitoramento de ambientes, clique no botão 'informar condições'. Abrirá um modal para que sejam preenchidas informações, como:

- Data de aferição;
- Temperatura;
- Umidade;
- Observações.

Cadastro de informações monitoradas



SALA 01

Temperatura máxima: 25.0°

Umidade máxima : 70.0%

Informações

Data de Aferição *

09/03/2022 16:23

Temperatura (°) *

Umidade (%) *

Observações

Observações

 Salvar

 Limpar

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão 'Salvar'.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de 'Limpar'.

Histórico de monitoramento do ambiente

Nesta tela de monitoramento de ambientes, clique no botão com ícone de relógio.

Abrirá um modal listando um histórico de monitoramento de ambientes registrados:



Histórico de monitoramento do ambiente



SALA 01

Temperatura máxima: 25.0°

Umidade máxima : 70.0%

Data	Temperatura	Umidade	Responsável	Observações	
27/08/2021 09:13	20.0	50.0	SUORTE V2		
27/08/2021 15:14	22.0	45.0	SUORTE V2		

Neste modal, será possível visualizar e editar informações de um registro.

Revision #1

Created 15 March 2022 14:46:21

Updated 15 March 2022 14:47:56